



ALGINATE

Spearmint

Fast Set

EN Dustless Impression Material

ES Material de impresión de alginato sin polvo de fraguado con hierbabuena de endurecimiento rápido

FR Alginate matériau à empreinte sans poussières – menthe verte prise rapide

20 lb



Distributed by:
HENRY SCHEIN INC.
135 DURVEA ROAD
MELVILLE, NY 11747 USA
MADE IN INDIA
Fabricado en la India
Fabriqué en Inde
A081L01190
Rev. 2019/02



(EN) DIRECTIONS:

Fluff the alginate, then without compressing fill the scoop and level the surface with a spatula. For each scoop of powder (8g) use 1/3 measure of water (19ml). Use soft water that is approximately 73°F (23°C); cold water slows setting; warm water accelerates setting. Mix the powder and water thoroughly for 30 seconds. Fill the impression tray and quickly seat the impression. Remove the impression 1 minute after there is no stickiness. Rinse the impression thoroughly to remove saliva, blood and debris. Shake off excess water. Pour model/die stone immediately or wrap impression in wet towel. **DO NOT STORE IN WATER.**

To Disinfect Alginate: Follow the disinfectant manufacturer's instructions

Mixing time:	30 sec.
Working time:	1'30"
Initial setting time:	1'45"
Setting time:	2'30"

(ES) INSTRUCCIONES:

Esponje el alginato; luego, sin comprimir, llene la paleta y nivele la superficie con una espátula. Para cada paleta de polvo (8 g), use 1/3 de medida de agua (19 ml). Use agua a una temperatura aproximada de 73 °F (23 °C); el agua fría hace que el endurecimiento sea más lento y el agua tibia hace que el endurecimiento sea más rápido. Mezcle bien el polvo con el agua durante 30 segundos. Llene la bandeja de impresión y rápidamente asiente la impresión. Retire la impresión 1 minuto después de que no haya adhesividad. Enjuague bien la impresión para retirar los restos de saliva, sangre y suciedad. Quite el exceso de agua. Vierta el modelo/la escayola inmediatamente o envuelva la impresión en una toalla húmeda. **NO LA GUARDE EN AGUA.**

Para desinfectar el alginato: Siga las instrucciones del fabricante del desinfectante.

Tiempo de mezclado:	30 s
Tiempo de trabajo:	1'30"
Tiempo de endurecimiento inicial:	1'45"
Tiempo de endurecimiento:	2'30"

(FR) MODE D'EMPLOI :

Remuez l'alginate, puis remplissez la pelle à main sans comprimer le produit et nivelez la surface avec une spatule. Pour chaque mesure de poudre (8 g), utilisez 1/3 de mesure d'eau (19 ml). Utilisez de l'eau douce à une température d'environ 23 °C (73 °F) : l'eau froide ralentit la prise et l'eau chaude l'accélère. Mélangez la poudre et l'eau soigneusement pendant 30 secondes. Remplissez le porte-empreinte et prenez l'empreinte rapidement. Lorsque l'empreinte n'est plus collante, attendez 1 minute, puis retirez-la. Rincez soigneusement l'empreinte pour éliminer la salive, le sang et les débris. Secouez l'excès d'eau. Coulez le modèle/plâtre immédiatement ou enveloppez l'empreinte dans une serviette humide. **NE PAS L'ENTREPOSER DANS L'EAU.**

Pour désinfecter l'alginate : Suivez les instructions du fabricant du désinfectant.

Temps de mélange :	30 sec.
Temps de travail :	1 min. 30 sec.
Temps de prise initial :	1 min. 45 sec.
Période de prise :	2 min. 30 sec.